

Konelab™

**Калибратор для липопротейна (a)**

REF 981916 2x1 мл

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Калибратор для Липопротейна А Калибратор предназначен для использования в качестве калибровочного раствора при определении концентрации липопротейна А в биологических образцах с использованием анализаторов серии Конелаб и набора реагентов для определения липопротейна А.

**СОСТАВ**

Калибратор липопротейна А представляет лиофилизированную сыворотку человека, приготовленную для турбидиметрических методов анализа. Этот продукт в качестве стабилизатора содержит < 0,1% азида натрия.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Только для диагностики in vitro. Этот состав был протестирован и показал отрицательную реакцию для HBsAg и антител для HIV 1/2 и HCV. Однако, обращаться с этим составом следует так же осторожно, как и с образцами, отобранными у пациентов.

**РАБОТА С ПРЕПАРАТОМ**

Аккуратно снять крышку с флакона с лиофилизированным калибратором и добавить 1 мл дистиллированной воды во флакон. Закрывать флакон и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Осторожно перемешайте, избегая образования пены. Использовать сразу после открытия. Перед установкой на борт анализатора удалите пену с поверхности калибратора. Максимальное время нахождения на борту анализатора не более часа

**ОГРАНИЧЕНИЯ**

Не используйте сосуды, в которых заметно развитие колоний микроорганизмов.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

Сохраняет стабильность до конца указанного срока хранения при 2...8 °C  
Не замораживать.

**НАЗНАЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

Концентрации компонентов зависят от номера партии.  
Точные контрольные значения приведены в прилагаемом паспорте.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Номер партии на паспорте должен соответствовать номеру партии, напечатанному на ампуле. Если изменяется номер партии, измените

соответствующие значения в программе контроля качества.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Thermo Fisher Scientific Oy  
Клиническая химия и автоматизированные системы  
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland  
Тел. +358 9 329 100, Факс +358 9 3291 0300  
[www.thermo.com/konelab](http://www.thermo.com/konelab)

**Изменения с предыдущей версии**

Обновлено название компании и номер телефона.

**Konelab™**

**Калибратор для липопротеина А (Lipoprotein (a) Calibrator)**

REF 981916 2x1 мл

№ партии C031

**ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ КОНЕЛАБ™ И Т ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США**

Тест	код	Целевое значение	Единицы
Lipoprotein (a) 981915	Lp (a)	897	мг/л

Thermo Fisher Scientific Oy  
Клиническая химия и автоматизированные системы  
Ratastie 2, P.O. Box 100, Fi-01621 Vantaa, Finland  
Тел. +358 9 329 100, Факс +358 9 3291 0300  
[www.thermo.com/thermo\\_eiab](http://www.thermo.com/thermo_eiab)  
e-mail: info.cca.fi@thermo.com

(c) 2007 Thermo Fisher Scientific. Все права зарезервированы.  
Торговые марки являются собственностью Thermo Fisher Scientific и ее дочерних компаний.

